

## Schrittweise Durchführung



**1**  
Vor- und Nachname sowie das Datum der Probenahme auf das etikettierte Proberöhrchen schreiben.




**2**  
Vor dem Stuhlgang zunächst einige Lagen Toilettenpapier als Auffanghilfe in die Toilette legen.



**3**  
Nach dem Stuhlgang das Proberöhrchen nehmen und die türkise Kappe durch leichtes Drehen samt Teststab aus dem Röhrchen ziehen.



**4**  
Mit der Spitze des türkisen Teststabs an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.



**5**  
Die Rillen der Spitze müssen danach vollständig mit Stuhlprobe gefüllt sein.



**6**  
Teststab in das Proberöhrchen stecken und dieses somit verschließen. Nach einem hörbaren „Klick“ ist das Proberöhrchen ordentlich verschlossen. Probenahme nicht wiederholen!



**7**  
Das verschlossene Proberöhrchen kräftig schütteln. Stecken Sie es in den grünen Beutel und verschließen Sie diesen.



**8**  
Bringen Sie das Proberöhrchen so rasch wie möglich an die ausgebende Stelle zurück; eine schnelle Rückgabe erhöht die Probensicherheit.

V. 2016-04-12

Bitte das befüllte und mit Namen versehene Probenröhrchen sowie einen Überweisungsschein, bzw. Laborauftrag an das **Labor Dr. Fenner und Kollegen Bergstraße 14 20095 Hamburg** schicken, oder in der Praxis Ihres Arztes abgeben.