



Labor Dr. Fenner
UND KOLLEGEN

Fenner

Digitaler Befundabruf

IN 3 SCHRITTEN ZU IHREM CORONA PCR-BEFUND:

1

Ausgedruckten QR-Code vom Abstrich scannen



2

Download der App "Labor Fenner"



3

Ergebnis per App über "Schnellbefund-Zugriff":
Anonym und sicher.



Für einen personalisierten Befundabruf: Bitte Nachname und Geburtsdatum eingeben. Attest wird zweisprachig (deutsch/englisch) erstellt.

PROBLEME BEIM DOWNLOAD? SUPPORT@FENNERLABOR.DE
WWW.FENNERLABOR.DE